

Сертификат соответствия хроматографической колонки NS141012

Неподвижная фаза: NanoSpher C18-ORGACIDS-12

Типоразмер: 400x4.6 мм

Тип адсорбента: 5 мкм, полностью пористый

Хроматографический режим: обращенно-фазовый


Подвижная фаза: 100мМ водный $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ - H_3PO_4 100:0.1

Скорость потока: 1 мл/мин

УФ детектирование: 210 нм

Растворитель пробы: подвижная фаза

Объем пробы: 2 мкл



1: щавелевая кислота

2: винная кислота

3: молочная кислота

4: уксусная кислота

5: лимонная кислота

6: янтарная кислота

Эффективность

4: 17'400

Асимметрия

4: 1.35

Разрешение пар

1/2: 5.0


3/4: 2.8

5/6: 5.7

Селективность

3/4: 1.2

ELSICO SINCE '87



ЭЛСИКО хроматографическая компания
решения для жидкостной хроматографии с 1987 года

105082, Москва, ул. Бакунинская, д. 69, стр.1, офис 25.

Тел.: + 7(495) 210-1888, 518-0407, факс: + 7(499) 991-0220. E-mail: mail@hplc.ru.

Web: www.hplc.ru, www.chromforum.ru, www.shop.hplc.ru.